

一次性使用血液透析滤过器及配套管路 Prismaflex ST Sets



适用范围：用于患急性肾脏衰竭及/或液体过量的患者，需与连续性血液净化设备 Prismaflex 共同使用。

PRISMAFLEX ST 配套基本情况介绍

含滤器一支，一条血液输入管（红条）、一条回血管路（蓝条）、一条透析液输入管（绿条）、一条废液输出管（黄条）、一条置换液管路（紫条）、一条血泵前管路（白条）、一条抗凝血剂输入管路及废液收集袋，所有管路颜色区分，预先连接，避免连接错误及降低感染风险。

型号规格：Prismaflex ST60 Set, Prismaflex ST100 Set, Prismaflex ST150 Set

Prismaflex CRRT 配套列表

配套	有效膜面积	滤器血容量 mL	整体配套血容量 mL	膜材	适用患者体重
ST 60 Set	0.6 m ²	44	93	AN69 ST	11kg 及以上
ST 100 Set	1.0 m ²	69	152	AN69 ST	30kg 及以上
ST 150 Set	1.5 m ²	105	189	AN69 ST	30kg 及以上
M 60 Set	0.6 m ²	42	93	AN69	11kg 及以上
M 100 Set	0.9 m ²	66	152	AN69	30kg 及以上
M 150 Set	1.5 m ²	105	189	AN69	30kg 及以上