

产品名：血浆分离器与管路配套

适用范围：治疗需去除血浆成分的疾病

Prismaflex 血浆置换 - 血浆分离器套装

货号	型号	预充量	有效表面积	适用范围	包装规格
115314	Prismaflex TPE 1000 Set	71ml±10%	0.15m²	体重>9kg	4sets/box
115315	Prismaflex TPE 2000 Set	125ml±10%	0.35m²	成人	4sets/box

Prismaflex 血浆置换 - 单支装血浆分离器

货号	型号	预充量	有效表面积	适用范围	包装规格
102010	PF 1000N	23ml±10%	0.15m²	取决于管路	16pcs/box
106677	PF 2000N	41ml±10%	0.35m²	成人	16pcs/box

