

产品名 **冠状动脉分流栓 Flo-thru Intraluminal Shunt**

适用范围 本产品用于冠状动脉或外周血管手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供了一个暂时无血的手术野。在血管最后缝合之前，将该产品取出。

型号、规格

型号	规格 (球囊外径)
FT-12100	1.00mm
FT-12125	1.25mm
FT-12150	1.50mm
FT-12175	1.75mm
FT-12200	2.00mm
FT-12225	2.25mm
FT-12250	2.50mm
FT-12275	2.75mm
FT-12300	3.00mm

产品图

