



产品名称： 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 oXiris Set

型号、规格： oXiris Set

适用范围： 该产品适用于急性肾功能衰竭和/或液体超负荷的病人

产品说明： oXiris 配套含过滤器一支，一条血液输入管（红条）、一条回血管路（蓝条）、一条透析液输入管（绿条）、一条废液输出管（黄条）、一条置换液管路（紫条）、一条血泵前管路（白条）、一条抗凝血剂输入管路及废液收集袋。

该配套适用于以下治疗：CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF。