

产品名 **留置导管 Gamcath Catheter**

适用范围 **用于体外血液净化中在锁骨下静脉、颈静脉以及股静脉处建立血管通路。**

型号、规格

| 型号 | 外直径 | 有效长度 | 一般描述 |
|-------------|----------------|--------|----------|
| GSC-815J | 8 F = 2,7 mm | 150 mm | 单腔导管 |
| GSC-815 | 8 F = 2,7 mm | 150 mm | 单腔导管 |
| GSC-820 | 8 F = 2,7 mm | 200 mm | 单腔导管 |
| GSK-815 | 8 F = 2,7 mm | 150 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-820 | 8 F = 2,7 mm | 200 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-825 | 8 F = 2,7 mm | 250 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-815Y | 8 F = 2,7 mm | 150 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-820Y | 8 F = 2,7 mm | 200 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-812,5J | 8 F = 2,7 mm | 125 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-815J | 8 F = 2,7 mm | 150 mm | 单腔导管套装 |
| GSK-820J | 8 F = 2,7 mm | 200 mm | 单腔导管套装 |
| GDC-1115 | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 双腔导管 |
| GDC-1117.5 | 11 F = 3,65 mm | 175 mm | 双腔导管 |
| GDC-1120 | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 双腔导管 |
| GDC-1125 | 11 F = 3,65 mm | 250 mm | 双腔导管 |
| GDC-1112,5J | 11 F = 3,65 mm | 125 mm | 双腔导管 |
| GDC-1115J | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 双腔导管 |
| GDC-1120J | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 双腔导管 |
| GDK-1115 | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1117.5 | 11 F = 3,65 mm | 175 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1120 | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1125 | 11 F = 3,65 mm | 250 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1112,5J | 11 F = 3,65 mm | 125 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1115J | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1117.5J | 11 F = 3,65 mm | 175 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1120J | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1115E | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1120E | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1215E | 12 F = 4,00 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1115JE | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1120JE | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1215JE | 12 F = 4,0 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1215 | 12 F = 4,0 mm | 150 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-1220 | 12 F = 4,0 mm | 200 mm | 双腔导管套装 |
| GDK-612.5P | 6 F = 6,0 mm | 125 mm | 儿科双腔导管套装 |

| 型号 | 外直径 | 有效长度 | 一般描述 |
|----------------|----------------|--------|--------------------|
| GDK-812,5P | 8 F = 2,7 mm | 125 mm | 儿科双腔导管套装 |
| GDHK-1115 | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1120 | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1125 | 11 F = 3,65 mm | 250 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1315 | 13 F = 4,33 mm | 150 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1317.5 | 13 F = 4,33 mm | 175 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1320 | 13 F = 4,33 mm | 200 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1325 | 13 F = 4,33 mm | 250 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1115J | 11 F = 3,65 mm | 150 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1120J | 11 F = 3,65 mm | 200 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1315J | 13 F = 4,33 mm | 150 mm | 高流量双腔导管套装 |
| GDHK-1320J | 13 F = 4,33 mm | 200 mm | 高流量双腔导管套装 |
| MS-GDHK-1315 | 13 F = 4,33 mm | 150 mm | DOLPHIN -高流量双腔导管套装 |
| MS-GDHK-1317,5 | 13 F = 4,33 mm | 175 mm | DOLPHIN -高流量双腔导管套装 |
| MS-GDHK-1320 | 13 F = 4,33 mm | 200 mm | DOLPHIN -高流量双腔导管套装 |
| MS-GDHK-1325 | 13 F = 4,33 mm | 250 mm | DOLPHIN -高流量双腔导管套装 |

产品图

