

产品名 **血液灌流器及管路配套**

适用范围 **严重药物中毒或者用于病人需要立即清除有毒物质才能延续生命的情况**

型号、规格

Adsorba 血液灌流器及管路配套

型号	含活性炭重量	适用范围	包装规格
Prismaflex Adsorba 300 Kit	300g	成人	1pc/box

产品名 **一次性使用血液灌流器**

适用范围 **用于血液灌流，治疗急性严重药物中毒**

Adsorba 一次性使用血液灌流器

型号	含活性炭重量	适用范围	包装规格
Adsorba 150 C	150g	儿童	6pcs/box
Adsorba 300 C	300g	成人	6pcs/box

